

Verzamelen van portie urine, patiënteninformatie



Stap 1

U heeft een urinepotje en een buis. Noteer op bijgevoegde sticker **naam en geboortedatum** en plak deze op het buisje



Voorzorg

Haal **nooit** de dop van de buis af.




Voorzorg

Ga **nooit** met een vinger onder de sticker, hieronder zit een **scherpe naald**.



Stap 2

Open het potje en leg het deksel neer met het uitstekende deel **omhoog**.



Voorzorg

Raak het uitstekende deel **niet** aan!



Stap 3

Plas in het potje.



Stap 4

Schroef het deksel op het potje. Zwenk het urinepotje rustig 3 - 5 maal.



Stap 5

Zet het potje rechtop neer. Trek de sticker los. **(niet verwijderen!)**



Stap 6

Druk de buis **met** de dop naar beneden in de opening. De urine loopt nu in de buis, ongeveer 1/2 to 3/4 vol. Als er weinig urine in het potje zit, houd dan het potje scheef tijdens het vullen.



Stap 7

Plak de sticker terug over de opening. Gooi het restant urine weg. Plaats het deksel terug en gooi het potje weg.



Stap 8

Breng de buis samen met het aanvraagformulier naar een prikpunt van het Elkerliek ziekenhuis.

Als het niet lukt om de buis te vullen dan kunt u het potje urine samen met de buis inleveren op het prikpunt. We helpen u graag